

Das neue OneTouch® Ultra® 2
von LifeScan

Blutzuckerselbst- kontrolle jetzt noch komfortabler

Displaybeleuchtung, Pfeiltasten zum Vor- und Rückwärtsblättern und ein erweiterter Gerätespeicher sind nur einige der neuen Eigenschaften, mit denen OneTouch® Ultra® 2 das Blutzuckermessen noch anwenderfreundlicher macht.

BERICHT | ABBILDUNGEN
LIFESCAN

Durch den erweiterten Messkomfort ist die Blutzuckerselbstkontrolle jetzt deutlich bequemer. OneTouch® Ultra® 2 von LifeScan, Experte und Partner in der Diabetes-Therapie, liefert nicht nur sichere und schnelle Blutzuckerwerte, es kann auch zusätzliche Informationen zu den Messergebnissen abspeichern. LifeScan leistet damit einen wichtigen Beitrag zum effektiven Diabetes-Selbstmanagement. Die Kombination von starker Technik und neuem Design macht die tägliche Blutzuckerselbstkontrolle jetzt noch sicherer und alltagsgerechter.



Handlich und zuverlässig


Genau wie OneTouch® Ultra® zeichnet sich das neue OneTouch® Ultra®2 durch besonders schnelle und zuverlässige Messergebnisse aus. OneTouch® Ultra®2 ist jedoch noch komfortabler zu handhaben: Mit der neuen Hintergrundbeleuchtung ist das Messen nachts beziehungsweise in dunkler Umgebung wie im Kino kein Problem mehr. Einfaches Vor- und Rückwärtsblättern mit Pfeiltasten erleichtert das Bedienen. Selbsterklärende Hinweise zum Messvorgang werden direkt auf dem Display gegeben und man muss nicht in der Gebrauchsanleitung nachlesen.

Auch bietet OneTouch® Ultra®2 eine erweiterte Funktion, die auf Wunsch gesondert zuschaltbar ist: So können den Messergebnissen Anmerkungen hinzugefügt werden, die den Blutzucker beeinflussen wie Stress, Bewegung oder weitere besondere Ereignisse. Diese Gründe für ungewöhnliche Messwerte können so festgehalten und auch vom Arzt zu einem späteren Zeitpunkt besser nachvollzogen werden. OneTouch® Ultra®2 benötigt für einen Blutzuckertest so wenig Blut, dass

die Blutentnahme auch an weniger schmerzempfindlichen Körperstellen wie Handballen oder Unterarm durchgeführt und so die Fingerbeere geschont werden kann.

Bewährte OneTouch® Ultra®-Technik

Das neue Gerät nutzt die gleichen Teststreifen wie die gesamte OneTouch® Ultra®-Familie. Wer OneTouch® Ultra® bereits kennt, braucht sich nicht umzugewöhnen. Mit nur einem Mikroliter Blut wird innerhalb von fünf Sekunden der Blutzucker bestimmt. Dafür ist nur ein kleiner und schmerzloser Einstich nötig. Die einfache Codierung des Messgeräts gewährleistet eine exzellente Messgenauigkeit. OneTouch® Ultra®2 liefert überall sichere und exakte Messergebnisse – auch bei extremen Temperaturen von 6 – 44 °C – auf die Patienten sich wirklich verlassen können. Der erweiterte Gerätespeicher fasst 500 Messwerte. Zum Lieferumfang des OneTouch® Ultra®2-Messsystems gehören ein Lanzettengerät sowie ein praktisches Etui für Gerät und Stechhilfe für den einfachen Transport. ■



Elegantes Design

› Für einen stilvollen Auftritt.

Beleuchtetes Display mit großen Zahlen

› Ablesen der Werte auch im Dunkeln.

Einfache Bedienung

› Leichtes Vorwärts- und Rückwärtsblättern mit Pfeiltasten.

Mehr Speicherplatz

- › Bis zu 500 Werte mit Datum und Uhrzeit.
- › PC-Schnittstelle.