



OneTouch® Ultra®: Einfach, schnell und diskret

OneTouch® Ultra® von LifeScan ist das passende Blutzuckermessgerät für alle Menschen mit Diabetes, die

- › eine schnelle und einfache Handhabung,
- › eine schmerzarme Messung mit wenig Blut,
- › ein gut zu lesendes Display und
- › ein kleines und handliches Messgerät im diskreten Etui wünschen.

Die statistische Auswertung einer Anwenderbeobachtung zeigt, dass sich OneTouch® Ultra® einer großen Beliebtheit bei Nutzern erfreut: Ganz vorne in der Gunst liegt die extra kurze Messzeit von nur fünf Sekunden, mit der Anwender immer und überall schnell auf dem aktuellen Stand sind. So spart der Nutzer wertvolle Zeit und kann seine Werte diskret zum Beispiel im Restaurant oder

bei sportlichen Aktivitäten überprüfen. Neben der einfachen Handhabung überzeugt die winzige erforderliche Blutprobenmenge von nur 1 Mikroliter. Die damit verbundene geringere Einstechtiefe bei der Blutentnahme sowie die Möglichkeit der alternativen Blutentnahme zur Fingerbeere sind weitere Pluspunkte.

**WEITERE INFORMATIONEN
UNTER DER GEBÜHRENFREIEN
TELEFONNUMMER
0800/70 77 007,
PER E-MAIL AN
SERVICE@LIFESCAN.DE
ODER IM INTERNET UNTER
WWW.LIFESCAN.DE**



Gute Gründe für OneTouch® Ultra®

» Das Gerät ist seit eineinhalb Jahren bei uns im Einsatz, wir können nur Positives berichten. Besonders schön ist die schnelle Messzeit. Produkt ist sehr empfehlenswert. «

Flughafenfeuerwehr Köln/Bonn

» Ich empfehle OneTouch® Ultra®, weil sich dieses Messgerät auch bei sehr großen Temperaturunterschieden durch eine hohe Messgenauigkeit auszeichnet. «

Schwester Gisela Müller, Potsdam

» Eine Anwenderbeobachtung hat verdeutlicht, dass Anwender die Möglichkeit alternativer Teststellen zur Blutzuckermessung schätzen. «

» Wir messen in unserer Praxis und beim Hausbesuch bei unseren Patienten den Blutzucker mit dem OneTouch® Ultra® Blutzuckermessgerät. Die Patienten sind immer wieder verblüfft, wie schnell das Messergebnis da ist und wie wenig Blut man dafür benötigt. «

Praxis Dr. med. Klimpel-Schöffler, Plankstadt

» Patienten haben uns berichtet, dass sie von OneTouch® Ultra® total begeistert sind. Sie brauchen ganz wenig Blut, ruck-zuck kennen sie den Wert und die Zahlen sind auch gut zu lesen. Die Utensilien sind handlich und passen optimal in die Handtasche. «

» Während eines Auftritts mit meiner Rockband fühle ich mich als Frontman gefordert. Eine Unterzuckerung führt zur Störung des ganzen Programms. Daher bin ich glücklich über die Möglichkeit, innerhalb von fünf Sekunden meinen Blutzucker ermitteln zu können – dazu reicht die Dauer eines Gitarrensolos. «

Patient, 35 Jahre, Praxis Dr. Sobh

» Das Gerät ist super handlich und einfach zu bedienen. Unser Praxis-Blutzuckermessgerät ist ein OneTouch® Ultra®, weil Schnelligkeit gefragt ist. Es ist einfach super. «

Gemeinschaftspraxis Dr. med. M. Günther und C. Fahrig, Kahla


» Das Gerät ist genauso flexibel wie ich. «

Patientin, 25 Jahre, Reha-Klinik „Ob der Tauber“, Bad Mergentheim

» OneTouch® Ultra® ist für jedes Alter geeignet und wird von mir bei allen Therapieformen empfohlen. «

Diabetesberaterin Andrea Müller, Klinikum Fürth

Deshalb bevorzugen Vieltester OneTouch® Ultra®*



* Ergebnis der Anwenderbefragung bei 1.732 Diabetespatienten.
Durchschnittlich 5 – 8 Messungen/Tag, Datum: Nov. 2003



Unschlagbar ist die exakte Messung im gesamten Temperaturbereich von 6 bis 44 °C. So sind Anwender sowohl bei Reisen in warme als auch in kühlere Regionen immer auf der sicheren Seite.

Mehr Sicherheit durch Doppelmessung

Zusätzlich garantiert die einzigartige automatische Kontrollmessung der OneTouch® Ultra®-Teststreifen eine höhere Sicherheit als eine Einzelmessung: Nur wenn die beiden unabhängigen Messwerte nicht mehr als zwanzig Prozent voneinander abweichen, wird ein Messergebnis angezeigt. Durch diese Besonderheit, die kein anderer Teststreifen aufweist, können potenzielle Fehlerquellen minimiert werden.